

## **PRIMPERAN SOLUCIÓN ORAL: CAMBIO DEL SISTEMA DOSIFICADOR**

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha autorizado un **cambio** en el material de acondicionamiento de CN 718049 PRIMPERAN 1MG/ML SOLUCION ORAL, consistente en sustituir la cuchara actual por una jeringa dosificadora graduada en mg.



En febrero pasado (Ver Alerta de 12/02/2014) se limitaron la dosis y duración del tratamiento con metoclopramida, restringiendo además las indicaciones de uso en **adultos y niños**. El cambio efectuado ahora facilita una administración más precisa de la dosis de metoclopramida.

La jeringa oral de medición está graduada en mg. La correspondencia con el peso corporal se detalla en la tabla de dosis incluida en la ficha técnica del medicamento. La dosis se ajusta tirando del émbolo hasta la graduación en mg correspondiente. Se debe enjuagar la jeringa oral de medición después de cada uso.

Es recomendable que los médicos prescriban la metoclopramida en mg y que los farmacéuticos faciliten el cumplimiento de la prescripción verificando que el paciente o sus cuidadores conocen el procedimiento de dosificación y administración.

Oviedo, 17 de octubre de 2014  
Secretaría Técnica